

## AipScript First-Strand cDNA Synthesis RT-PCR Kit (With SuperMix)

### 使用说明书

#### 包装量:

目录编号	包装单位
RT313-01	50 次*20uL
RT313-02	100 次*20uL

Components	RT313-01	RT313-02
5× AipScript RT MasterMix	200μL	400μL
RNase-free Water	1mL	1.5mL

**产品储存:** 4 温度运输, -20℃保存, 有效期 12 个月。

**制品说明:** 本制品采用分子进化技术多点突变的新一代反转录酶,大幅度提高了稳定性和反转录效率。5× AipScript RT MasterMix 为一管式反转录预混 Mix,含有反转录所需的 所有 试剂 (AipScript H<sup>-</sup> RTase、RNase Inhibitor、Random primers、Oligo(dT) Primer、dNTP Mixture、Buffer),只需加入模板 RNA 和水即可进行反应。使得 cDNA的合成更加的方便快捷,特别适合 cDNA 合成以后的两步法 Real Time PCR 检测。

适用范围:第一链cDNA合成。可用于高拷贝、低拷贝基因的检测。

### 产品特点:

- 1. 新一代反转录酶大幅度提高了稳定性和反转录效率。
- 2. 全预混的反转录Mix,只需加入RNA和水,15分钟简单快速完成反转录。
- 3. RNA模板的体积最多可加到总体积的80%,非常适合于低浓度RNA模板的逆转录反应。
- 4. 预混合Mix在-20℃不冻结,减少了化冻和混匀时间,使用更简单便捷。
- 5. 本产品针对qPCR进行特别优化oligo(dT)和N6随机引物配比,使cDNA合成可从RNA转录本的各个区域起始并具有相同的反转录效率,最大程度保证了qPCR结果的真实性和可重复性。

### Research use only

### 第一链cDNA合成: (以20μL反应体系为例,也可以采用10μL反应体系)

- 1. 将模板RNA和5× AipScript RT MasterMix在冰上解冻; RNase-free Water在室温 (15-25℃)解冻,解冻后迅速置于冰上。使用前将每种溶液轻弹或者轻微涡旋振荡混匀,可简短离心以收集残留在管壁的液体到管底。
- 2. 在RNase-free管里面加入以下成分: (建议使用PCR管冰上配制,置PCR仪反应)

Components	Volume
Total RNA/mRNA	≤ 16μL *
5× AipScript RT MasterMix	4μL(见注意事项 3)
RNase-free Water	to 20μL(补足到总体积 20μL)

### ■Total RNA不超过2µg,mRNA不超过200ng(20µL体系)

3. 移液器轻轻吹打混匀(总体积20µL)。

如使用mRNA模板是来源于真核细胞(如人、小鼠的组织细胞)含有Poly(A)尾结构, 42℃孵育15 min。

如使用mRNA模板是来源于原核细胞(细菌)或者病毒等不含Poly(A)尾结构,25℃孵育10 min,42℃孵育15 min。

**注意:** 如果模板具有复杂二级结构或高GC区域,可尝试将反应温度提高至50℃,有助于提高产量。

- 4. 85°C加热 5 sec 失活AipScript H⁻RTase。
- 5. 得到的cDNA产物可立即用于qPCR反应,或在-20℃保存,并在半年内使用;长期存放建议分装后在-70℃保存。cDNA应避免反复冻融。

RT-qPCR: 取适量反转录cDNA产物(一般不超过qPCR反应体积的1/10)作为qPCR模板,按照厂家荧光定量PCR试剂说明书进行下一步荧光定量PCR。如果表达基因含量丰富,可以根据实际适当稀释cDNA模板使用。

#### 注意事项:

- 1. 避免RNase污染,为保证反转录成功建议使用高质量的RNA样品。
- 2. 5× AipScript RT MasterMix 非常粘稠,溶液容易吸附在管壁和吸头外导致损失,用前请点甩离心后使用,并且避免吸头外壁沾附损失。 5× AipScript RT MasterMix内包含的酶均为过量,即使每次按照3.6μL-3.8μL使用,也不影响使用效果。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4. 本产品仅供科研使用,严禁用于临床诊断和药物等。

\_\_\_\_\_\_



# Research use only

