



# DEPC处理水

(DNase、RNase free)

#AQ702-100ml  
& 500ml

## 产品简介

本产品是用 DEPC (Diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯) 处理并高温高压灭菌的超纯水, 不含 RNase、DNase 和 proteinase。DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解、反转录等各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。

DEPC 水不同于 DEPC, DEPC 水是用 DEPC 处理过的水, 基本上不含 DEPC, 99.99% 以上是水。

## 性能和质量测试:

未检测到 DNase、RNase 或蛋白酶活性。

## 储存条件

室温保存有效期24个月, 如需保存更长时间请放4℃储存。

## 注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 若每次的使用量较小, 可以适当分装后使用。使用时必须戴一次性手套, 以防手上的 RNase 污染。

