

# Tris-Hepes-SDS 电泳缓冲液(5×)

Tris-Hepes-SDS Running Buffer(5×)

## 使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
P439-01	500mL

**储存条件:** 常温保存和运输, 保质期 12 个月。

**产品简介:** Tris-Hepes-SDS 电泳缓冲液为预制胶系列产品研制的配套电泳液, 也可用于其它 Hepes 缓冲系统聚丙烯酰胺凝胶。本产品含 SDS, 适用于蛋白的变性凝胶电泳使用, 配方经过优化, 使电泳实验获得非常优越的效果。本产品为 5X 浓缩液, 使用前需要稀释成 1X 工作液进行使用。

**使用说明:** 量取 100mL 母液, 倒入到洁净的烧杯中, 加入蒸馏水或去离子水至 400mL, 充分溶解。加入蒸馏水定容到 500mL, 即为 1×Tris-Hepes-SDS 电泳缓冲液工作液, 混匀后即可使用。未用完的 1×Tris-Hepes-SDS 电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4℃可保存 1-2 周。

### 注意事项:

1. 本产品为 5X 浓缩液, 配置好的 1X 工作液使用时间不宜超过 2 周。
2. 本电泳液适用于 Hepes 缓冲体系凝胶, 请勿用于其它缓冲体系电泳凝胶。
3. Hepes 电泳系统和其它电泳系统如 Tris-Glycine 电泳系统中的预染蛋白质分子量呈现的大小会略有差别。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本制品仅供科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注我们