

# Tris-MES-SDS 电泳缓冲液(20×)

Tris-MES-SDS Running Buffer(20×)

## 使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
P454-01	500mL

**储存条件:** 室温保存和运输, 保质期 12 个月。

**产品简介:** Tris-MES 电泳缓冲液为预制胶系列产品研制的配套电泳液, 也可用于其适用于其他 Bis-Tris 缓冲系统聚丙烯酰胺凝胶。本产品含 SDS, 适用于蛋白的变性凝胶电泳, 配方经过优化, 可获得非常优越的电泳效果。本产品为 20×浓缩液, 使用前需要稀释成 1×工作液即可使用。

**使用说明:** 量取 25mL 20×浓缩液, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水或去离子水至 400mL, 充分溶解, 定容到 500mL, 即为 1×Tris-MES-SDS 电泳缓冲液工作液, 混匀后即可使用。

### 注意事项:

1. 配制好后未用完的 1×工作液可室温保存 2-3 天, 4℃可保存 1-2 周。
2. 本电泳液适用于 Bis-Tris 缓冲体系凝胶, 请勿用于其它缓冲体系凝胶。
3. Bis-Tris 电泳系统和其它电泳系统(如 Tris-Glycine 电泳系统)中的预染蛋白质分子量呈现的大小会略有差别。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本制品仅供科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注